

#### Exportación Bs As- Guatemala con Pallet Shipper Z-1900 PCM



En este caso el cliente opta por solicitar el Pallet Shipper Z-1900 PCM con el <u>servicio de acondicionamiento, armado y entrega</u> incluido. De esta manera el cliente recibe el Pallet Shipper con los geles congelados ya dispuestos en sus respectivo lugares (con su debido control de temperatura) de manera tal que solamente tenga que abrir la tapa del mismo y colocar los medicamentos (2 C º a 8 C º) en su interior. La logística de Zupeg se encarga de llevarlo hasta el Aeropuerto.

Zupeg ofrece soluciones de cadena de frio, pero también se distingue por ofrecer el servicio de entrega, acondicionamiento, entrenamiento en planta del personal involucrado y servicio de validación personalizado.

## Supervisión de la Carga de Medicamentos






### Carga de los medicamentos en Cajas de cartón.



En este caso un importante Laboratorio Nacional Argentino realizó una exportación de medicamentos oncológicos partiendo de Buenos Aires con destino final Guatemala. Los medicamentos deben ir con rango de temperatura de 2 C º a 8 C º. Para esta exportación se utilizó el *Pallet Shipper Z-1900- PCM*.

# Exportación de Buenos Aires a Guatemala con escala en Bogotá (120 horas) utilizando el Pallet Shipper Z-1900 PCM.

El perfil de la temperatura ambiente desde Ezeiza (Buenos Aires) hasta Bogotá (Colombia) se mantuvo entre 15 C º y 25 C º; en Bogotá el Pallet Shipper Z-1900 PCM se guardó en cámara entre 2 C º y 8 C º hasta su salida con destino final a Guatemala. De Bogotá a Guatemala la temperatura ambiente fue de 15 C º a 25 C º. El viaje desde Bs As a Guatemala tuvo una duración 120 horas.



En este grafico se demuestra la estabilidad de la temperatura dentro del Pallet Shipper Z-1900 PCM. Si bien la exportación duró en total 120 horas, se demuestra que el pallet Shipper estaba en condiciones de mantener la temperatura dentro del rango de 2 C º a 8 C º durante varios días más.

#### Zupeg

Director

Lic. Pablo Eduardo Colombo

+5411-4651-7501

Dirección: Calle Argentina 4246, San Justo.

Buenos Aires, Argentina.

www.zupeg.com.ar